

Aka-Poly Water-free

ผงขัดเพชรชนิดน้ำที่ไม่มีส่วนผสมของสารหล่อลื่นการขัด
และเป็นผงขัดเพชรชนิดไม่มีน้ำเป็นส่วนผสม



Aka-Poly Water-free

ผงขัดเพชรชนิดน้ำที่ไม่มีส่วนผสมสารหล่อลื่นการขัด
และไม่มีน้ำเป็นส่วนผสม



Aka-Lube Clear WF (อากา-ลูบ เคลียร์ วอเตอร์ ฟรี)

สารหล่อลื่นการขัดชนิดที่ไม่มีน้ำเป็นส่วนผสม

Aka-Poly Water-free

(อากา-โพลี วอเตอร์ ฟรี)

- ชิ้นงานบางประเภทมีความไวต่อการทำปฏิกิริยากับน้ำซึ่งเป็นส่วนผสมในผงขัดเพชรชนิดน้ำ
- Aka-Poly Water-free เป็นงานวิจัยและค้นคว้าเพื่อนำมาแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้นงานที่มีความไวต่อการทำปฏิกิริยากับน้ำ
- ผงขัดเพชรที่ใช้ส่วนผสมไกลคอล (glycol) ดังนั้นจึงปราศจากน้ำมัน, สารอันตราย หรือสารติดไฟ
- เนื่องจากไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน ทำให้ล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- Aka-Poly Water-free มีเฉพาะผงขัดเพชรชนิด Polycrystalline เท่านั้น
- สามารถเลือกใช้งานตั้งแต่ความละเอียด 0.25 ถึง 15 ไมครอน
- เนื่องจาก Aka-Poly Water-free เป็นผงขัดเพชรชนิดที่ไม่มีส่วนผสมของสารหล่อลื่น การขัดและน้ำ ดังนั้นในการใช้งานต้องใช้งานร่วมกับสารหล่อลื่นการขัดชนิดไม่มีส่วนผสมของน้ำเช่นกัน ได้แก่ Aka-Lube Clear WF



Aka-Poly WF

These suspensions are fully glycol based thus free of oil and any hazardous or flammable components and do therefore not come with any hazard warnings. They contain less than 0.1% water and are perfect for the preparation of water sensitive samples.

Being oil-free, the suspensions are also easy to clean.

Aka-Poly WF is only available with polycrystalline diamonds.



Product no.	Product name	Contents	GRWT kg
Aka-Poly water-free, final polishing			
44162513	Aka-Poly WF 0.25 μ m	500 ml	0.63
44162515	Aka-Poly WF 0.25 μ m	1 l	1.23
44164013	Aka-Poly WF 1 μ m	500 ml	0.63
44164015	Aka-Poly WF 1 μ m	1 l	1.23
Aka-Poly water-free, polishing			
44165013	Aka-Poly WF 3 μ m	500 ml	0.63
44165015	Aka-Poly WF 3 μ m	1 l	1.23
44166013	Aka-Poly WF 6 μ m	500 ml	0.63
44166015	Aka-Poly WF 6 μ m	1 l	1.23
Aka-Poly water-free, fine grinding			
44167013	Aka-Poly WF 9 μ m	500 ml	0.63
44167015	Aka-Poly WF 9 μ m	1 l	1.23
44168013	Aka-Poly WF 15 μ m	500 ml	0.63
44168015	Aka-Poly WF 15 μ m	1 l	1.23